


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd58 Pour Fc - P19256

Numéro d'article: CM0005123



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD58 humain (LFA-3). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'étude de l'adhésion des lymphocytes T, la dynamique de la synapse immunitaire et les interactions lymphocytaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD58
Remarques/Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	965
ID de gène	965
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-215 du CD58 humain (NP_001770.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19256
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace