


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd59 Pour Fc - P13987

Numéro d'article: CM0010662



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD59 validé pour la cytométrie en flux. Cible le CD59, un puissant inhibiteur du MAC protégeant les cellules de la lyse par le complément. Idéal pour la recherche en immunologie et sur le complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD59 mAb
Remarques/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	966
GeneID	966
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-101 du CD59 humain (NP_000602.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace