


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd59 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P13987

Numéro d'article: CM0011638



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD59 humain (protectine). L'immunisation recombinante garantit une cohérence de lot à lot. Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur le complément et le développement de diagnostics in vitro. Réactivité croisée humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD59 conjugué
Remarques/Alias	1F5 ; EJ16 ; EJ30 ; EL32 ; G344 ; MIN1 ; MIN2 ; MIN3 ; M1RL ; HRF20 ; MACIF ; MEM43 ; MIC11 ; MSK21 ; 16.3A5 ; HRF-20 ; MAC-IP ; p18-20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	966
GeneID	966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-101 du CD59 humain (NP_000602.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace