


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd59 Pour Cytométrie En Flux - P13987

Numéro d'article: CM0008666



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'anticorps ciblant le CD59 humain (Protectine) pour la cytométrie en flux. Détecte une protéine ancrée par GPI d'environ 14 kDa ; convient pour la recherche sur le complément et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD59 mAb
Remarques/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	966
GeneID	966
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace