

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd6 Humain Pour Fc - P30203

Numéro d'article: CM0010733



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-CD6 humain détecte spécifiquement CD6/T12/TP120 humain en cytométrie en flux. Il est utile pour l'étude de l'activation des lymphocytes T, de la formation de la synapse immunologique et des réponses inflammatoires, en couvrant les isoformes de 58 à 71 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD6 humain
Remarques/Alias	CD6 ; TP120 ; molécule CD6
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	923
ID du gène	923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 364 du CD6 humain (NP_006716.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30203
Poids moléculaire	58 kDa/60 kDa/63 kDa/64 kDa/68 kDa/71 kDa
Expédition	Sac de glace