


Lapin Anti-Humain Cd6 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P30203

Numéro d'article: CM0005727



Introduction

Lapin anti-Humain CD6 Anticorps Monoclonal pour FC. Cible l'antigène de différenciation des cellules T CD6, impliqué dans l'activation des cellules T et la reconnaissance des motifs bactériens. Convient aux applications de cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD6 mAb
Remarques/Alias	CD6; TP120; molécule CD6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	923
ID de gène	923
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-364 du CD6 humain (NP_006716.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30203
Poids moléculaire	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace