

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd6 Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux (Fc) - P30203

Numéro d'article: CM0011008



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD6 humain (T12/TP120). Adapté à la cytométrie en flux (FC), cet anticorps reconnaît le domaine extracellulaire du CD6, une protéine d'adhésion des lymphocytes T et de régulation immunitaire. Réagit de manière croisée avec le CD6 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD6 humain conjugué à
Remarques/Alias	CD6 ; TP120 ; molécule CD6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	923
GeneID	923
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-364 du CD6 humain (NP_006716.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30203
Poids moléculaire de la protéine	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace