

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd61 Humain Pour Fc - P05106

Numéro d'article: CM0009246



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD61 humain (Intégrine bêta-3, GPIIIa), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la fonction plaquettaire, de l'adhésion cellulaire et de la signalisation des intégrines dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD61 humain
Remarques / Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3690
GeneID	3690
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-718 du CD61 humain (NP_000203.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05106
Expédition	Sac de glace