

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd61 Humain Pour Cytométrie En Flux - P05106

Numéro d'article: CM0012101



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' spécifique du CD61 humain (intégrine bêta-3, GPIIIa). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour les études sur la biologie des plaquettes, l'adhésion cellulaire et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD61 mAb
Remarques / Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3690
Identifiant de gène	3690
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-718 du CD61 humain (NP_000203.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05106
Expédition	Sac de glace