

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd61 Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P05106

Numéro d'article: CM0008331



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD61 humain (Intégrine bêta-3/GPIIIa) pour la cytométrie en flux. Validé pour FC, permettant des études sur l'agrégation plaquettaire, la signalisation des intégrines et l'adhésion cellulaire. Adapté aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD61 humain
Remarques/Alias	GT ; GT2 ; CD61 ; GP3A ; BDPLT2 ; GPIIIa ; BDPLT16 ; BDPLT24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3690
GeneID	3690
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-718 du CD61 humain (NP_000203.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05106
Expédition	Sac de glace