


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd62E/E-Sélectine Humaine Pour Cytométrie En Flux - P16581

Numéro d'article: CM0008360



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'E-sélectine humaine (CD62E). Validé pour la cytométrie en flux, il réagit spécifiquement avec l'humain. Immunogène : protéine recombinante couvrant les acides aminés 22 à 230. Idéal pour les études sur l'adhésion des leucocytes et la biologie endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD62E/E-sélectine humaine
Remarques/Alias	SELE ; CD62E ; ELAM ; ELAM1 ; ESEL ; LECAM2 ; E-sélectine
Espèce	Humain
ID du gène	6401 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 230 de la CD62E/E-sélectine humaine (NP_000441.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16581
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac réfrigérant