


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd62E/E-Sélectine Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P16581

Numéro d'article: CM0010470



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD62E/E-Sélectine conjugué de haute qualité pour cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire de la E-sélectine humaine (aa 22-230). Idéal pour la recherche sur l'immunoadhésion et l'endothélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD62E/E-Sélectine
Remarques/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-sélectine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6401
GeneID	6401
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-230 de la CD62E/E-Sélectine humaine (NP_000441.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16581
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace