


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd62E/E-Selectine Pour Cytométrie En Flux - P16581

Numéro d'article: CM0004354



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la E-sélectine humaine (CD62E), conjugué à I'. Conçu pour la cytométrie en flux, validé sur échantillons humains. Idéal pour les études d'adhésion cellulaire et d'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD62E/E-Selectine
Remarques/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-sélectine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6401
GeneID	6401
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-230 de la CD62E/E-sélectine humaine (NP_000441.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16581
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace