

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd62L/L-Selectine Pour Cytométrie En Flux - P14151

Numéro d'article: CM0010801



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant la CD62L/L-Selectine humaine pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée avec l'humain, adapté à l'étude du homing lymphocytaire, du roulement des leucocytes et de l'adhésion cellulaire dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD62L/L-Selectine
Remarques/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 de la CD62L/L-Selectine humaine (NP_000646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14151
Poids de la protéine	42kDa/43kDa
Expédition	Sachet de glace