

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd62P/P-Sélectine Pour Cytométrie En Flux - P16109

Numéro d'article: CM0012489



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la P-sélectine humaine (CD62P) pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons humains, il permet une détection spécifique des plaquettes activées et des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD62P/P-sélectine
Remarques / Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6403
GeneID	6403
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-771 de la CD62P/P-sélectine humaine (NP_002996.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16109
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace