


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd63 Humain Pour Cytométrie En Flux - P08962

Numéro d'article: CM0010545



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD63 humain (SWISS P08962), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la signalisation médiée par les tétraspanines, le trafic lysosomal et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD63 humain
Remarques/Alias	MLA1 ; ME491 ; LAMP-3 ; OMA81H ; TSPAN30
Espèce	Humain
GeneID (humain)	967
GeneID	967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-238 du CD63 humain (NP_001771.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08962
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace