

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd66A/Ceacam1 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P13688

Numéro d'article: CM0009670



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD66a/CEACAM1 humain. Idéal pour l'analyse par cytométrie en flux d'une molécule d'adhésion cellulaire de 58 kDa impliquée dans la régulation immunitaire, l'angiogenèse et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD66a/CEACAM1 conjugué
Remarques/Alias	CEACAM1 ; BGP ; BGP1 ; BGP1 ; molécule d'adhésion cellulaire 1 apparentée à l'antigène carcino-embryonnaire
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	634
GeneID	634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 du CD66a/CEACAM1 humain (NP_001703.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13688
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace