

Lapin Anti-Humain Cd66A/Ceacam1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P13688

Numéro d'article: CM0005055



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CEACAM1 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Reconnaît le CEACAM1 humain (SWISS : P13688), un point de contrôle immunitaire, une molécule d'adhésion et un membre de la famille CEA. Convient pour l'analyse des cellules T, NK et épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD66a/CEACAM1 mAb
Remarques/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	634
GeneID	634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 du CD66a/CEACAM1 humain (NP_001703.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13688
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace