

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme Cd66A/Ceacam1 Pour Fc - P13688

Numéro d'article: CM0004499



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD66a/CEACAM1 humain. Validé pour la cytométrie en flux (FC), réagit avec l'espèce humaine. Immunogène protéique recombinant, cible de 58 kDa. Idéal pour les études sur la régulation immunitaire, l'angiogenèse et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme CD66a/CEACAM1 mAb
Remarques / Alias	CEACAM1 ; BGP ; BGP1 ; BGPI ; molécule d'adhésion cellulaire apparentée à l'antigène carcinoembryonnaire 1
Espèce cible	Homme
GeneID (Homme)	634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 du CD66a/CEACAM1 humain (NP_001703.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P13688
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sachet de glace