


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd66B Humain Pour Cytométrie En Flux - P31997

Numéro d'article: CM0012177



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD66b humain (CEACAM8, CD67, CGM6). Convient à la cytométrie en flux. Utilisé dans la recherche sur l'adhésion cellulaire, notamment les interactions hétérophiles des neutrophiles. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD66b humain
Remarques/Alias	CD67 ; CGM6 ; CD66b ; NCA-95
Espèce	Homme
GenelD (humain)	1088
GenelD	1088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-319 du CD66b humain (NP_001807.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P31997
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant