


Lapin Anti-Humain Cd66B Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P31997

Numéro d'article: CM0011192



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD66b humain (CEACAM8) pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD66b humain, exprimé sur les neutrophiles activés. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD66b mAb
Remarques/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1088
GeneID	1088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-319 du CD66b humain (NP_001807.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31997
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace