

Mab De Lapin Anti-Humain Cd68 - P34810

Numéro d'article: CM0005409

Introduction

anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD68 conjugué à l' pour la cytométrie en flux intracellulaire. Spécifique pour CD68 humain (GP110, LAMP4). Idéal pour les études sur les macrophages et la dissémination des cellules tumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain CD68
Remarques / Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Espèce cible	Humain
GeneID	968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-319 de CD68 humain (NP_001242.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réaction croisée	Humain
SWISS	P34810
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace