

Lapin Anti-Humain Cd68 Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P34810

Numéro d'article: CM0008656

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD68 humain (macrosialine) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte une glycoprotéine transmembranaire de 37 kDa sur les macrophages et les cellules tumorales. Idéal pour le profilage immunitaire et la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD68 mAb
Remarques/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	968
GeneID	968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-319 du CD68 humain (NP_001242.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P34810
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace