

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd68 Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P34810

Numéro d'article: CM0004631

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD68 humain (macrosialine), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient pour l'étude de la biologie des macrophages et de l'adhésion des cellules tumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD68 humain
Remarques/Alias	GP110 ; LAMP4 ; SCARD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	968
Identifiant du gène	968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-319 du CD68 humain (NP_001242.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P34810
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace