

Lapin Anti-Humain Cd68 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P34810

Numéro d'article: CM0004154

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD68 humain (macrosialine), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour identifier les monocytes et les macrophages dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD68 mAb
Remarques/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	968
GenelD	968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-319 du CD68 humain (NP_001242.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P34810
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace