

Lapin Anti-Homme Cd7 Mab - P09564

Numéro d'article: CM0009750

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD7 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T et des cellules NK, la production de cytokines et le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme CD7 mAb
Remarques / Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	924
Identifiant du gène	924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 du CD7 humain (NP_006128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace