

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd7 Humain Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P09564

Numéro d'article: CM0005222

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , spécifique du CD7 humain. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît un épitope situé dans les acides aminés 26-180. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD7 humain
Remarques/Alias	GP40 ; TP41 ; Tp40 ; LEU-9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	924
Identifiant du gène	924
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 du CD7 humain (NP_006128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace