

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd7 Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P09564

Numéro d'article: CM0008669

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD7 humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène des cellules T CD7 (GP40/LEU-9). Convient pour l'immunophénotypage des cellules T et NK. UniProt P09564.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD7 humain
Remarques/Alias	CD7 ; GP40 ; LEU-9 ; TP41 ; Tp40 ; molécule CD7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	924
ID du gène	924
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09564
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace