


Lapin Anti-Humain Cd70 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P32970

Numéro d'article: CM0011933



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'(clone) dirigé contre le CD70 humain (CD27L/TNFSF7), validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur l'interaction cellules T - cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD70 mAb
Remarques/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	970
GeneID	970
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-193 du CD70 humain (P32970)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32970
Poids moléculaire	21kDa/23kDa
Expédition	Sac de glace