


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd70 Humain Pour Cytométrie En Flux - P32970

Numéro d'article: CM0011864



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD70 humain validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît CD70 (CD27L/TNFSF7), un ligand d'activation des lymphocytes T, avec une réactivité humaine. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD70 humain de lapin
Remarques/Alias	CD27L ; LPFS3 ; CD27-L ; CD27LG ; TNFSF7 ; TNLG8A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	970
GeneID	970
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P32970
Poids de la protéine	21 kDa/23 kDa
Expédition	Sac de glace