


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd71 Humain Pour Cytométrie En Flux - P02786

Numéro d'article: CM0009738



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD71 humain (récepteur 1 de la transferrine) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD71 humain, d'environ 85 kDa. Idéal pour les études sur l'absorption du fer, le trafic des récepteurs et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD71 humain
Remarques/Alias	T9 ; TR ; TFR ; p90 ; CD71 ; TFR1 ; TRFR ; IMD46
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7037
ID du gène	7037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 250 du CD71 humain (NP_003225.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02786
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac réfrigérant