

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd72 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P21854

Numéro d'article: CM0012140

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD72 humain (Lyb-2), validé pour la cytométrie en flux. Cet anticorps directement marqué élimine le besoin de réactifs secondaires, simplifiant la conception de panels multicolores pour l'analyse des sous-populations lymphocytaires. Convient pour la recherche sur les cellules B et l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD72 conjugué
Remarques/Alias	CD72 ; CD72b ; LYB2 ; molécule CD72
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	971
GenelD	971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-359 du CD72 humain (NP_001773.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21854
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace