

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd72 Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - P21854

Numéro d'article: CM0005243

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD72 humain (antigène de différenciation des cellules B), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation du BCR, des interactions entre cellules B/T régulatrices et du développement des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD72 conjugué à l'
Remarques/Alias	CD72 ; CD72b ; LYB2 ; molécule CD72
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	971
ID de gène	971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-359 du CD72 humain (NP_001773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21854
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace