

Lapin Anti-Humain Cd74 Mab - P04233-2

Numéro d'article: CM0009160

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD74 humain (chaîne invariante, li). Validé pour la cytométrie en flux, élevé contre les résidus 73-232 communs à plusieurs isoformes du CD74. Idéal pour le profilage immunitaire et la recherche sur le CMH de classe II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD74 mAb
Remarques/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	972
GeneID	972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-232 du CD74 humain (NP_004346.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04233-2
Poids moléculaire	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace