

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd74 (Pe) Pour Cytométrie En Flux - P04233-2

Numéro d'article: CM0009756

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD74 humain, conjugué à la PE, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la chaîne invariante du CMH de classe II, avec des poids isoformiques multiples de 18 à 34 kDa. Idéal pour l'immunophénotypage et les études de présentation d'antigène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD74 mAb
Remarques/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	972
GeneID	972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-232 du CD74 humain (NP_004346.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04233-2
Poids de la protéine	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace