

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd75 Pour Fc - P15907

Numéro d'article: CM0008518



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué hautement spécifique ciblant CD75/ST6GAL1 humain. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes et les études d'antigènes de surface des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD75
Remarques / Alias	ST6N ; CDw75 ; SIAT1 ; ST6GalI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6480
GeneID	6480
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain
SWISS	P15907
Poids de la protéine	20kDa/47kDa
Expédition	Sachet de glace