

Lapin Anti-Humain Cd75 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P15907

Numéro d'article: CM0008142



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' spécifique au CD75 humain (ST6GAL1), validé pour la cytométrie en flux. Permet la détection de l'antigène de surface des cellules B CDw75 et de l'activité de la sialyltransférase dans la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD75 mAb
Remarques/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall
Espèce	Humain
ID de gène	6480 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 44-406 du CD75 humain (NP_001340845.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15907
Poids de la protéine	20kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace