

Lapin Anti-Humain Cd79A Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P11912

Numéro d'article: CM0010153



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD79a humain (MB-1, Ig-alpha). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Fiable pour l'étude de la signalisation du récepteur des cellules B et de la lignée des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD79a mAb
Remarques/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	973
ID de gène	973
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11912
Poids moléculaire	20kDa/25kDa
Expédition	Sac de glace