

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ Pour La Cytométrie En Flux - P40259

Numéro d'article: CM0006105



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD79B/Igβ pour la cytométrie en flux ciblant CD79B dans les lymphocytes B humains. Essentiel pour étudier la signalisation du récepteur des lymphocytes B, la présentation de l'antigène et les mécanismes de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD79B/Igβ
Remarques/Alias	B29 ; IGB ; AGM6 ; Igbeta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	974
Identifiant du gène	974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79b/Igβ humain (NP_000617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace