

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ () Pour Cytométrie En Flux - P40259

Numéro d'article: CM0008437



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le CD79B/Igβ humain, conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Détecte spécifiquement le domaine extracellulaire du CD79B, une composante clé du complexe du récepteur des antigènes des cellules B. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD79B/Igβ mAb
Remarques/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	974
GeneID	974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79b/Igβ humain (NP_000617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace