

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P40259

Numéro d'article: CM0008148



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD79b/Igβ humain, un composant du récepteur d'antigène des cellules B. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et les études de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD79b/Igβ conjugué
Remarques/Alias	B29 ; IGB ; AGM6 ; Igbeta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	974
GeneID	974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79b/Igβ humain (NP_000617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace