

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ Conjugué Pour If/Fc - P40259

Numéro d'article: CM0011231



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique du CD79b humain (Igβ), une sous-unité du complexe du récepteur de l'antigène des lymphocytes B. Validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD79b/Igβ conjugué
Remarques/Alias	CD79B ; AGM6 ; B29 ; IGB ; molécule CD79b
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79b/Igβ humain (NP_000617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 26 kDa
Expédition	Sac de glace