

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ Conjugué Pour If/Icc, Fc - P40259

Numéro d'article: CM0010772



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD79b/Igβ humain (B29, AGM6). Validé pour IF/ICC et FC. CD79b est une protéine du complexe récepteur d'antigène des lymphocytes B cruciale pour la signalisation du BCR et le développement des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD79b/Igβ conjugué
Remarques/Alias	CD79B ; AGM6 ; B29 ; IGB ; molécule CD79b
Espèce	Humain
GeneID	974
Immunogène	Protéine recombinante du CD79b/Igβ humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 26 kDa
Expédition	Sac de glace