

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd79B/Igβ Conjugué Pour If/Icc, Fc - P40259

Numéro d'article: CM0010497



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD79b/Igβ humain, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Détecte spécifiquement la chaîne bêta du complexe du récepteur des cellules B, adapté aux études de signalisation des cellules B et d'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD79b/Igβ conjugué
Remarques/Alias	CD79B ; AGM6 ; B29 ; IGB ; molécule CD79b
Espèce	Humain
Identifiant du gène	974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du CD79b/Igβ humain (NP_000617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40259
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 26 kDa
Expédition	Sac de glace