

Acm De Lapin Anti-Humain Cd80/B7-1 Pour La Cytométrie En Flux - P33681

Numéro d'article: CM0007840



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD80/B7-1, conjugué à , destiné à la cytométrie en flux. Cible l'antigène d'activation des lymphocytes T CD80, une molécule costimulatrice essentielle dans la signalisation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD80/B7-1
Remarques/alias	CD80 ; B7 ; B7-1 ; B7.1 ; BB1 ; CD28LG ; CD28LG1 ; LAB7 ; molécule CD80
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	941
ID du gène	941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 de CD80/B7-1 humain (NP_005182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids de la protéine	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Expédition	Poche de glace