

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd80/B7-1 - P33681

Numéro d'article: CM0004263



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD80/B7-1 (clone) pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD80 humain (SWISS : P33681), une molécule co-stimulatrice clé dans l'activation des lymphocytes T et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD80/B7-1
Remarques/Alias	B7 ; BB1 ; B7-1 ; B7.1 ; LAB7 ; CD28LG ; CD28LG1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 du CD80/B7-1 humain (NP_005182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids protéique	18kDa/29kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace