

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd80/B7-1 Pour Fc - P33681

Numéro d'article: CM0010736



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre le CD80 humain (B7-1) validé pour la cytométrie en flux. Cible la molécule de co-stimulation des lymphocytes T CD80 exprimée sur les cellules présentatrices d'antigènes, permettant la recherche sur l'activation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Humain CD80/B7-1
Remarques/Alias	B7 ; BB1 ; B7-1 ; B7.1 ; LAB7 ; CD28LG ; CD28LG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 du CD80/B7-1 humain (NP_005182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa / 29 kDa / 33 kDa
Expédition	Sac de glace