

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd80/B7-1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P33681

Numéro d'article: CM0006032



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD80 humain (B7-1), validé pour la cytométrie en flux. Détecte une molécule costimulatrice clé sur les cellules présentatrices d'antigènes ; Swiss-Prot : P33681.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD80/B7-1 humain
Remarques / Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécule CD80
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids de la protéine	18kDa/29kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace