

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd80/B7-1 De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P33681

Numéro d'article: CM0005348



Introduction

Anticorps monoclonal anti-humain CD80/B7-1 de lapin de haute qualité pour la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire, réactif avec l'humain. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T, les points de contrôle immunitaires et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-humain CD80/B7-1 de lapin
Remarques/Alias	B7 ; BB1 ; B7-1 ; B7.1 ; LAB7 ; CD28LG ; CD28LG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 du CD80/B7-1 humain (NP_005182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids moléculaire de la protéine	18kDa/29kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace