


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd81 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P60033

Numéro d'article: CM0009627



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD81 conjugué pour la cytométrie en flux. Cible le CD81 humain, une tétraspanine impliquée dans la signalisation immunitaire et l'entrée virale. Convient pour les études en cytométrie en flux sur les lymphocytes B humains, les lymphocytes T et les hépatocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD81 conjugué
Remarques/Alias	S5.7 ; CVID6 ; TAPA1 ; TSPAN28
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	975
GeneID	975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-199 du CD81 humain (NP_004347.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60033
Poids moléculaire protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace